



Het V.A.C.Ulta™ Therapy System kan gebruikt worden met diverse lokaal toe te passen vloeistoffen voor gebruik bij verschillende wondtypen.

## Lokale wond vloeistoffen

De volgende vloeistofoplossingen zijn te gebruiken met V.A.C. VeraFlo™ Therapy.\*



Generieke benaming	Handelsnaam	Overwegingen voor het gebruik met V.A.C. VeraFlo™ Therapy
<b>Oplossingen gebaseerd op Hypochloriet (o.a. Waterstofhypochloriet, Natrium Hypochloriet)</b>	Dakins oplossing (0,25%) Dermacyn®	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dakins oplossing alleen verdund toepassen met een concentratie lager dan 0,125% (bijvoorbeeld bij 0,25% Dakins, minimaal 1:1 verdunnen met NaCl 0,9%)</li> <li>Pas een zo laag mogelijke instillatiefrequentie, vloeistofconcentratie en Soak Time toe om het benodigde klinisch resultaat te kunnen bereiken.</li> </ul>
<b>Zilvernitraat (0.5%)</b>	Diverse merken	Zilvernitraat is gevoelig voor licht. Bescherm de V.A.C. VeraLink™ Instillatie slangen tegen licht tijdens het gebruik van Zilvernitraat.
<b>Zwaveloplossingen (sulfonamides)</b>	Sulfamylon® (Mafenide acetaat)	Zie richtlijnen van de fabrikant voor specifieke overwegingen t.a.v. de oplossing. Deze oplossingen kunnen zonder bezwaar gebruikt worden met V.A.C. VeraFlo™ Therapy.



**Voor meer informatie over de voordelen van de V.A.C. VeraFlo™ Therapy, kunt u contact opnemen met uw KCI vertegenwoordiger.**

**LET OP: voor KCI producten en therapieën gelden specifieke indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een arts en neem de gebruiksaanwijzing door voorafgaand aan het gebruik.**

Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor specifieke details. Het V.A.C.Ultra™ Therapy Systeem is alleen geschikt voor gebruik met lokale wond vloeistofoplossingen.

©2012 KCI Licensing, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van KCI licensing, Inc., aan haar gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers. De informatie in deze folder is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals. DSL#12- 0013.NL • Rev. 7/12



## Lokale wond vloeistoffen (vervolg)

De volgende vloeistofoplossingen zijn te gebruiken met V.A.C. VeraFlo™ Therapy.\*



Generieke benaming	Handelsnaam	Overwegingen voor het gebruik met V.A.C. VeraFlo™ Therapy
<b>Biguanides (Polyhexanide)</b>	Prontosan®, Lavasept®	Moet wellicht overgeheveld worden naar een vloeistofzak welke aangeprikt kan worden.
<b>Kationische vloeistoffen (Octenidine, Benzalkoniumchloride)</b>	Octenilin® Wond Irrigatie Vloeistof, Zephiran®	Zie richtlijnen van de fabrikant voor specifieke overwegingen t.a.v. de oplossing. Deze oplossingen kunnen zonder bezwaar gebruikt worden met V.A.C. VeraFlo™ Therapy.
<b>Isotonische oplossingen</b>	Normale zout oplossing (NaCl), Ringer Lactaat Oplossing	Zie richtlijnen van de fabrikant voor specifieke overwegingen t.a.v. de oplossing. Deze oplossingen kunnen zonder bezwaar gebruikt worden met V.A.C. VeraFlo™ Therapy.

\*Gebaseerd op door KCI uitgevoerde testen op mechanische eigenschappen van de disposables, biocompatibiliteit en interactie met de vloeistoffen. Het opnemen van specifieke oplossingen in deze lijst kan niet opgevat worden als voorkeur of indicatie van klinische effectiviteit van de genoemde oplossingen. Op voorschrift van de arts kan, indien de wondgenezing onvoldoende vordert, een andere instillatie frequentie, concentratie of type van de oplossing overwogen worden.