

ABSORBEREND AQUAFILAMENTVERBAND
Vanaf de granulatiefase – kann worden bevochtigt

Bicomponenten – vezelvlies voor vochtige wondbehandeling van niet-geïnficeerde wonden. Dit steriele aquafilamentverband maakt een individueel aanpasbaar behandelconcept mogelijk.

WERKINGSMECHANISME

[TEXTUS] balance® neemt het wondvocht verticaal op, bindt deze en verhindert daardoor dat de wond opnieuw geïnficeerd wordt. [TEXTUS] balance® heeft een goede vochtretentiecapaciteit waardoor de wond op gelijkmatige wijze gehydrateerd kan worden. [TEXTUS] balance® past zich perfect aan elke wondbodem aan. Het behoudt zijn vorm, kan geknipt worden en is compatibel met alle moderne wondspoeloplossingen. [TEXTUS] balance® beschermt de wondrand, omdat het het wondvocht verticaal opneemt.

TOEPASSINGSGBIEDEN

[TEXTUS] balance® is geschikt voor de behandeling van alle niet-geïnficeerde, moeilijk helende wonden. Bij sterk exsuderende wonden moet [TEXTUS] balance® droog toegepast worden, maar in andere gevallen in gehydrateerde toestand.

TOEPASSING

- [TEXTUS] balance® moet direct contact met de wondbodem hebben.
- Bij wonden met weinig exsudaat wordt [TEXTUS] balance® gehydrateerd*.
*Compatibiliteit met alle gangbare actieve en niet-actieve wondspoeloplossingen.
- Knip [TEXTUS] balance® op maat van de wond, indien nodig, en leg het met de **gladde kant** - zichtbare wondzijde in de verpakking - op de wond.
- [TEXTUS] balance® is niet zelfklevend en wordt indien nodig semi-permeabel, bijvoorbeeld met [TEXTUS] biofix® of met een secundair verband, bijvoorbeeld bij sterk exsuderende wonden en/of instabiele huid conditie, rondom de wond bevestigd. Let erop dat er voldoende hydratatie is.
- Het is aan te bevelen het verband elke 24 tot 72 uur te verwisselen, met een maximale toepassingsduur van 30 dagen.
- Het gebruik van [TEXTUS] balance® in combinatie met [TEXTUS] heal® bevordert de wondgenezing bij zuivere en granulerende wonden.

CONTRA-INDICATIES

- Geïnficeerde wonden, met fibrinebeslag
- Diepe caviteiten

BIJWERKINGEN

[TEXTUS] balance® bevat geen actieve bestanddelen/additieven en wordt zeer goed verdragen. Er zijn geen allergische reacties bekend.

SAMENSTELLING

Vezelfilamenten, die uit polymeren met twee componenten bestaan:
PAN superabsorbent, PES/PE, SAP.

GEBRUIKSAANWIJZING

De inhoud is steriel mits de verpakking onbeschadigd is. Uitsluitend voor eenmalig gebruik. De werkingskenmerken kunnen uitsluitend bij eenmalig gebruik gegarandeerd worden. „Uiterste gebruiksdatum“ - zie het etiket op de verpakking. Droog en op kamertemperatuur bewaren.

VERPAKKINGEN DIE IN DE HANDEL WORDEN GEBRACHT

- 5 x 5 cm 10 stuks per verpakking
- 8 x 12 cm 10 stuks per verpakking
- 10 x 15 cm 10 stuks per verpakking

FABRIKANT

**biocell Gesellschaft für
Biotechnologie mbH**
Margeritenweg 4
51674 Wiehl, Duitsland
www.biocell.de
info@biocell.de

CONTACT

**biocell Gesellschaft für
Biotechnologie mbH**
Oberstaat 6
51766 Engelskirchen, Duitsland
Telefoon +49 (0)2263 92917-0
Fax +49 (0)2263 92917-10

Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2008 / DIN EN ISO 13485:2007

Datum van het maken van deze bijsluiters: 2012 - 10



STERILE R

**CHŁONNY OPATRUNEK Z WŁÓKNIEN HYDROFILOWYCH AQUAFILAMENT**
Od fazy ziarninowania - z mo liwo ci nawil ani

Dwuskładnikowa włóknina do wilgotnego zaopatrywania niezakażonych ran. Ten jałowy opatrunek z włókien hydrofilowych Aquafilament umożliwia indywidualnie dostosowywaną koncepcję terapii.

SPOSÓB DZIAŁANIA

[TEXTUS] balance® wchłania pionowo płyn z rany, wiąże go i zapobiega w ten sposób ponownemu zakażeniu rany.

[TEXTUS] balance® gromadzi płyn i oddaje go równomiernie z opóźnieniem.

[TEXTUS] balance® idealnie dopasowuje się do każdego podłoża rany. Ma stabilny kształt, można go przycinać i jest kompatybilny z wszystkimi nowoczesnymi roztworami do płukania ran.

[TEXTUS] balance® chroni krawędź rany, ponieważ wchłania pionowo płyn z rany.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

[TEXTUS] balance® jest wskazany do leczenia wszystkich niezakażonych, trudno gojących się ran. W przypadku silnej wydzieliny z rany produkt [TEXTUS] balance® można stosować na sucho, zazwyczaj jednak w stanie nawodnionym.

ZASTOSOWANIE

- [TEXTUS] balance® musi mieć bezpośrednią styczność z podłożem rany.
- W przypadku ran z niewielkim wytwarzaniem wysięku produkt [TEXTUS] balance® należy nawodnić*.
*Kompatybilność ze wszystkimi powszechnie stosowanymi nieobojętnymi lub obojętnymi roztworami do płukania ran.
- [TEXTUS] balance® w razie potrzeby przyciąć do wielkości rany i położyć na ranę **gładk stron** - widoczna strona rany w opakowaniu.
- Produkt [TEXTUS] balance® nie jest samoprzylepny i należy go umocować półprzepuszczalnie, np. za pomocą [TEXTUS] biofix® lub opatrunkiem wtórnym, np. w przypadku ran z dużym wytwarzaniem wysięku i (lub) niestabilnymi warunkami skórnymi w obszarze otoczenia rany. Należy zwracać uwagę na wystarczające nawodnienie.
- Zmiana opatrunku zalecana jest co 24-72 godzin przy maksymalnym okresie zastosowania 30 dni.
- Zastosowanie produktu [TEXTUS] balance® w połączeniu z [TEXTUS] heal® wspomaga gojenie ran czystych i ziarninujących i (lub) w fazie stagnacji.

PRZECIWSKAZANIA

- zakażone, pokryte włóknikiem rany
- rany z przecięciem skóry właściwej

DZIAŁANIA NIEPO DANE

[TEXTUS] balance® nie posiada dodatków substancji czynnych i jest bardzo dobrze tolerowany. Reakcje alergiczne nie są znane.

SKŁAD

Włókna składające się z polimerów dwuskładnikowych:
PAN superabsorbent, PES/PE, SAP.

WSKAZÓWKI

Zawartość opakowania sterylna, jeśli opakowanie jest nieuszkodzone. Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku. Właściwości produktu są spełnione tylko w przypadku jednorazowego użycia. „Termin ważności“ - patrz nadruk na opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu temperaturze pokojowej.

OPAKOWANIA

- 5 x 5 cm 10 szt./JOp
- 8 x 12 cm 10 szt./JOp
- 10 x 15 cm 10 szt./JOp

WYTWÓRCA

**biocell Gesellschaft für
Biotechnologie mbH**
Margeritenweg 4
D - 51674 Wiehl
www.biocell.de
info@biocell.de

KONTAKT

**biocell Gesellschaft für
Biotechnologie mbH**
Oberstaat 6
D - 51766 Engelskirchen
Tel 0049 (0) 2263-92917-0
Fax 0049 (0) 2263-92917-10

Certyfikat zgodnie z DIN EN ISO 9001:2008 / DIN EN ISO 13485:2007

Data sporządzenia informacji: 2012 - 10



STERILE R

