

# OASIS<sup>®</sup>

## EXTRACELLULAR MATRIX

### Manufacture:

FF0079-01C  
Rev. 08/17  
Cook Biotech Inc.  
1425 Innovation Place  
West Lafayette, IN 47906, U.S.A.  
TEL: 765-497-3355  
FAX: 765-497-2361  
www.cookbiotech.com

### EC REP IC Representative:

Cook Ireland  
O'Halloran Road  
National Technological Park  
Limerick, IRLAND  
TEL: 353-413-3440  
FAX: 353-413-3444

### smith&hepner

Smith & HEPNER, Inc.  
TEL: 817-900-4000  
FAX: 817-900-4100

### ENGLISH

**INTENDED USE:**  
OASIS<sup>®</sup> EXTRACELLULAR MATRIX (ECM) is indicated for the management of wounds including:

- Partial and full-thickness wounds
- Pressure ulcers
- Venous ulcers
- Chronic vascular ulcers
- Diabetic ulcers
- Trauma wounds (abrasions, lacerations, skin tears)
- Second-degree burns
- Donor sites/grfts
- Draining wounds
- Surgical wounds (post-Mohs' surgery, post-laser surgery, podiatric, wound dehiscent)

OASIS ECM is supplied sterile in peel-open packages and is intended for one-time use. **CAUTION:** This product is intended for use by trained medical professionals.

**COMPOSITION:**  
OASIS ECM is derived using a process that retains the natural composition of matrix molecules such as collagen (Types I, III, IV, VI), glycosaminoglycans (hyaluronic acid, chondroitin sulfate A and B, heparin, and heparan sulfate), glycoproteins (fibronectin) and growth factors (FGF-2, TGF- $\beta$ ).

**CONTRAINDICATIONS:**  
This device is derived from a porcine source and should not be used in patients with known sensitivity to porcine material. This device is not indicated for use in third degree burns.

**PRECAUTIONS:**

- Do not re-sterilize. Discard all open and unused portions of the OASIS ECM.
- Device is sterile if the package is dry, unopened and undamaged. Do not use if the package seal is broken.
- The device must be used prior to the expiration date.
- Discard device if mishandling has caused possible damage or contamination.
- OASIS ECM should not be applied until excessive exudate, bleeding, acute swelling, and infection is controlled.

**POTENTIAL COMPLICATIONS:** The following complications are possible. If any of these conditions occur, the device should be removed.

- Infection
- Chronic inflammation (Initial application of wound dressings may be associated with transient, mild, localized inflammation.)
- Allergic reaction
- Excessive redness, pain, swelling, or blistering

**STORAGE:** This device should be stored in a clean, dry location at room temperature.

**STERILIZATION:** This device has been sterilized with ethylene oxide.

**SUGGESTED INSTRUCTIONS FOR USING OASIS EXTRACELLULAR MATRIX**  
*These recommendations are designed to serve only as a general guideline. They are not intended to supersede institutional protocols or professional clinical judgment concerning patient care.*

**NOTE: Always handle the OASIS ECM using aseptic technique.**

1. Prepare wound area using standard of care methods to ensure wound is free of debris and necrotic tissue. If necessary, surgically debride and treat the wound bed with standard of care techniques to ensure the wound shows granulation tissue and the edges contain viable tissue.
2. Cut the dry sheet to a size slightly larger than the outline of the wound area. If the wound is larger than a single sheet, then multiple sheets may be used. Overlap adjoining sheets to provide coverage of the entire wound.
3. Apply OASIS ECM in its dry state over the wound. Rehydrate the device with sterile saline or other isotonic solution. Alternatively, rehydrate OASIS ECM by placing it in a bowl of sterile saline or other isotonic solution for at least one (1) minute prior to use.
4. Place the edge of the device in contact with the intact tissue. Smooth the OASIS ECM into place to ensure the sheet is in contact with the underlying wound bed.
5. After application, use an appropriate, non-adherent, secondary dressing to maintain a moist wound environment. Change the secondary dressing as needed to maintain a moist, clean wound area. Frequency of secondary dressing change will be as needed.
6. Discard any unused portions according to institutional guidelines for biological waste. Reapply, as needed, if the OASIS ECM is no longer visible. Typically, reapplication is needed every 3-7 days until the wound is re-epithelialized.

**IMPORTANT:** As healing occurs, sections of the device may darken in color or form into a caramel-colored gel which may begin to peel from the area surrounding the wound. Any product that has lifted from the skin may be trimmed, taking care not to forcibly remove sections of the OASIS ECM that may adhere to the wound.

**EXTRACELLULAR MATRIX** This symbol means extracellular matrix.

**Fenestrated** This symbol means fenestrated

**Meshed** This symbol means meshed

**Bilaminat** This symbol means bilaminat

**Professional Sample** This symbol means professional sample

**REFERENCES:**

1. Hodde J, Janis A, Ernst D, Zopf D, Sherman D, Johnson C. Effects of sterilization on an extracellular matrix scaffold: Part I. Composition and matrix architecture. *J Mater Sci Mater Med* 2007;18:537-543.
2. Hodde JP, Badyjak SF, Brightman AO, et al. "Glycosaminoglycan Content of Small Intestinal Submucosa: A Bioscaffold for Tissue Replacement." *Tissue Engineering*, 1999; 2: 209-217.
3. Data on File, Cook Biotech, Inc.

**REFERENCES: See English "REFERENCES"**  
© 2014 Cook Biotech Incorporated

**DANSK**  
**TILSIGTET ANVENDELSE:**  
OASIS<sup>®</sup> EXTRACELLULÆR MATRIX (ECM) er indiceret til sårbehandling, heriblandt:

- Sår af delvis og fuld tykkelse
- Tryksår
- Venøse sår
- Kroniske, vaskulært betingede sår
- Diabetiske sår
- Tårer/sår (hudafskrabninger, flænger, hudfrit)
- 2. grads forbrændinger
- Donorsteder/transplanterat
- Drenagesår
- Kirurgiske sår (efter Mohs kirurgi, efter laserkirurgi, fodsår)

OASIS ECM leveres steril i peel-open-pakninger og er berejnt til engangsbrug.

**FORSIGTIG: Dette produkt er berejnt til brug af uddannede professionel medicinsk personale.**

**SAMMENSETNING:**  
OASIS ECM er afledt vha. en proces, der bevarer den naturlige sammensætning af matrixmolekyler som fx kollagen (type I, III, IV, VI), glycosaminoglykaner (hyaluronsyre, chondroitinsulfat A og B, heparin og heparansulfat), glycoproteiner (fibronectin) og vækstfaktorer (FGF-2, TGF- $\beta$ ).

**KONTRAINDIKATIONER:**  
Denne anordning er afledt af en porcin kide og bør ikke anvendes hos patienter med kendt overfølsomhed over for porcin materiale.

**FORHOLDSTREGLER:**  
• Ikke resteriliseres. Kassér alle åbne og brugte dele af OASIS ECM.

**ANORDNINGEN ER STERIL, HVIS PAKNINGEN ER TÆT, UÅBNET OG UÅRSKADET. MÅ IKKE ANVENDES, HVIS PAKNINGENS FORSEGLING ER TRUKket.**

**POTENTIELLE KOMPLIKATIONER:** Følgende komplikationer er mulige. Hvis en af disse tilstande opstår, skal anordningen fjernes.

- Infektion
- Kronisk inflammation (første påsætning af sårbandager kan være forbundet med følgende, mild, lokaliseret inflammation.)
- Allergiske reaktioner
- Overdreven rødme, smerte, hævelse eller blæredannelse

**OPBEVARING:** Denne anordning skal opbevares på et rent, tørt sted ved rumtemperatur.

**STERILISATION:** Anordningen er steriliseret med ethylenoxid.

**INDVIKLETS VEJLEDNING FOR ANVENDELSE AF OASIS EXTRACELLULÆR MATRIX**  
*Disse anbefalinger er kun tænkt som generel vejledning. De har ikke til formål at erstatte institutions protokoller eller faglig klinisk vurdering i forbindelse med patientbehandling.*

**BEMÆRK: OASIS ECM skal altid håndteres med anvendelse af aseptisk teknik.**

1. Klargør sårområdet ved hjælp af almindelige behandlingsmetoder for at sikre, at såret er frit for forurensning og nekrotisk væv. Rens såret ved kirurgisk debridering efter behov og behandl sårlejet med almindelige behandlingsmetoder for at sikre, at der er granulationsvæv til stede, og at kanten indeholder levendigt væv.
2. Klip den tørre plade i en størrelse, der er lidt større end sårområdet omrindt. Hvis såret er større end en enkelt plade, kan der anvendes flere plader. Lad tilstødende plader overlappe hinanden, så hele såret dækkes.
3. Sæt OASIS ECM over såret i tør tilstand. Fugt såret med steril saltvand eller en anden isotonisk opløsning. Alternativt kan OASIS ECM fugtes ved at placere den i en skål med steril saltvand eller en anden isotonisk opløsning i mindst et (1) minut før brug.
4. Placer anordningens kant, så den er i kontakt med det intakte væv. Udgået OASIS ECM for at sikre, at pladen er i kontakt med det underliggende sårleje.
5. Efter påsætning anvendes en hensigtsmæssig, ikke-klebende ekstra bandage til at opretholde et fugtigt miljø.
6. Kassér alle brugte dele i henhold til institutions retningslinjer for bortskaffelse af biologisk affald. Påsæt OASIS ECM igen efter behov, når den ikke længere er synlig. Typisk er der behov for genpåsætning hver 3.-7. dag, indtil såret re-epitelialiseres.

**VIKTIGT:** Når huden som helingen finder sted, kan dele af anordningen blive mørkere i farven og danne en karamelagtig gel, som kan begynde at løse sig fra området omkring såret. Dele af produktet, der har løst sig fra huden, kan fjernes, men der skal udvises forsigtighed, så dele af OASIS ECM, som evt. klæber til såret, ikke fjernes med magt.

**EXTRACELLULÆR MATRIX** Dette symbol betyder extracellulær matrix

**Fenestrated** Dette symbol betyder fenestreret

**Meshed** Dette symbol betyder finmasket

**Bilaminat** Dette symbol betyder bi-laminat

**Professional Sample** Dette symbol betyder prøve til lagfold

**DEUTSCH**  
**VERWENDUNGSZWECK:**  
OASIS<sup>®</sup> EXTRAZELLULÄRE MATRIX (ECM) ist zur Behandlung von Wunden wie den nachfolgend aufgeführten indiziert:

- Teil- und Volltautwunden
- Druckgeschwüre
- Venöse Geschwüre
- Chronische vaskuläre Geschwüre
- Diabetische Geschwüre
- Traumawunden (Abschürfwunden, Lazerationen, Hautrisse)
- Verbrennungen zweiten Grades
- Spenderstellen/Transplanterat
- Nässende Wunden
- Operationswunden (post-Mohs-Chirurgie, post-Laserchirurgie, Podiatrie, Wunddehiszenz)
- Donorstellen

OASIS ECM wird steril in Peel-Open-Packungen für den Einmalgebrauch bereitgestellt.

**ACHTUNG: Dieses Produkt ist zur Verwendung durch geschulte medizinische Fachkräfte vorgesehen.**

**ZUSAMMENSETZUNG:**  
OASIS ECM wird mittels eines Prozesses gewonnen, der die natürliche Beschaffenheit von Matrixmolekülen wie Kollagen (Typ I, III, IV, VI), Glycosaminoglycane (Hyaluronsäure, Chondroitinsulfat A und B, Heparin und Heparansulfat), Glycoproteine (Fibronectin) und Wachstumsfaktoren (FGF-2, TGF- $\beta$ ) aufrechterhält.

**GEGENANZEIGEN:**  
Dieses Produkt stammt vom Schwein und sollte nicht bei Patienten mit einer bekannten Empfindlichkeit gegenüber Materialien vom Schwein verwendet werden.

**VORSICHTSMASSNAHMEN:**  
• Nicht resterilisieren. Alle offenen und ungebrauchten Teile der OASIS ECM entsorgen.

**ANWENDUNG:** Das Produkt ist steril, wenn die Packung trocken, ungeschädigt und unbeschädigt. Nicht verwenden, wenn die Versiegelung der Packung aufgebrochen ist.

**POTENTIELLE KOMPLIKATIONEN:** Die nachfolgenden Komplikationen können auftreten. Bei Auftreten eines dieser Zustände sollte das Produkt entfernt werden.

- Infektion
- Chronische Entzündung (Die anfängliche Verwendung von Wundauflagen kann mit transients, milder, lokalisierter Entzündung assoziiert sein.)
- Allergische Reaktion
- Übermäßige Rötung, Schmerzen, Schwellung oder Bläschenbildung

**LAGERUNG:** Dieses Produkt sollte an einem sauberen, trockenen Ort bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden.

**STERILISIERUNG:** Dieses Produkt wurde mit Ethylenoxid sterilisiert.

**ANLEITUNGSVORSCHLÄGE FÜR DEN GEBRAUCH DER OASIS EXTRAZELLULÄREN MATRIX**  
*Diese Empfehlungen dienen nur als allgemeine Richtlinie. Sie ersetzen weder institutionelle Protokolle noch das fachmännische klinische Urteil in Bezug auf die Patientenversorgung.*

**HINWEIS: Die OASIS ECM immer mit aseptischen Methoden handhaben.**

1. Den Wundbereich mittels Standardmethoden vorbereiten, damit die Wunde sauber ist und kein nekrotisches Gewebe aufweist.
2. Die trockene Blatt auf eine Größe zuschneiden, die etwas größer ist als die Kontur des Wundbereichs. Ist die Wunde größer als ein einzelnes Blatt, können mehrere Blätter verwendet werden. Nebeneinanderliegende Blätter überlappen, um die ganze Wunde abzudecken.
3. OASIS ECM im trockenen Zustand auf die Wunde aufbringen. Das Produkt mit steriler Kochsalzlösung oder einer anderen isotonischen Lösung rehydrieren. Alternativ dazu kann die OASIS ECM rehydriert werden, indem sie vor dem Gebrauch mindestens eine (1) Minute lang in eine Schüssel mit steriler Kochsalzlösung oder einer anderen isotonischen Lösung gelegt wird.
4. Bringen Sie den Rand des Produkts mit dem intakten Gewebe in Kontakt. Die OASIS ECM glättstreichen, um zu gewährleisten, dass das Blatt Kontakt mit dem darunterliegenden Wundbett hat.
5. Nach dem Aufbringen eine angemessene, nicht-adhären, sekundäre Auflage verwenden, um ein feuchtes Wundumfeld aufrechtzuerhalten. Die sekundäre Auflage nach Bedarf wechseln, um einen feuchten, sauberen Wundbereich zu sekundären Auflage richtig sich nach dem Bedarf.
6. Ungebrauchtes Material gemäß den Richtlinien der Institution für biologischen Abfall entsorgen. Nach Bedarf erneuern, wenn die OASIS ECM nicht mehr sichtbar ist. Typischerweise ist eine Erneuerung alle 3-7 Tage erforderlich, bis die Wunde reepithelialisiert ist.

**WICHTIG:** Während des Heilungsprozesses können Teile des Produkts eine dunklere Farbe annehmen oder ein karamelfarbenes Gel bilden, das anfangen könnte, sich vom Bereich um die Wunde herum abzulösen. Produktteile, die sich von der Haut gelöst haben, können abgeschnitten werden, wobei darauf zu achten ist, dass keine Teile der OASIS ECM mit Gewalt entfernt werden, die noch an der Wunde haften.

**EXTRAZELLULÄRE MATRIX** Dieses Symbol bedeutet extrazelluläre Matrix

**Fenestrated** Dieses Symbol bedeutet gefensteret

**Meshed** Dieses Symbol bedeutet vermascht

**Bilaminat** Dieses Symbol bedeutet Bilaminat

**Professional Sample** Dieses Symbol bedeutet professionelles Muster

**ESPAÑOL**  
**INDICACIONES DE USO:**  
LA MATRIZ EXTRACELULAR (MEC) OASIS<sup>®</sup> está indicada para el tratamiento de heridas, que incluyen:

- Heridas profundas y parciales
- Úlceras por presión
- Úlceras varicosas
- Úlceras vasculares crónicas
- Úlceras diabéticas
- Heridas traumáticas (abrasiones, laceraciones, desgarros de la piel)
- Quemaduras de segundo grado
- Injertos o sitios de trasplantes
- Heridas supurantes
- Heridas quirúrgicas (posoperatorio de cirugías de Mohs, cirugías con láser, pedicura, dehiscentes de una herida)

La MEC OASIS se presenta de forma estéril en envases con una parte que se desprende para abrirlo y es producto válido para un solo uso.

**ATENCIÓN: Este producto solo puede ser usado por profesionales médicos con experiencia.**

**COMPOSICIÓN:**  
La MEC OASIS se obtiene mediante un proceso que retiene la composición natural de las moléculas matrices como el colágeno (tipos I, III, IV, VI), los glucosaminoglicanos (ácido hialurónico, sulfato de condroitina A y B, heparina y sulfato de heparina), las glicoproteínas (fibronectina) y los factores de crecimiento (factor de crecimiento fibroblástico 2 [fibroblastic growth factor 2, FGF-2], factor de crecimiento transformante beta [transforming growth factor], TGF- $\beta$ ).

**CONTRAINDICACIONES:**  
Este dispositivo es un derivado de fuente porcina y no debe usarse en pacientes que tengan una sensibilidad conocida al material porcino.

**PRECAUCIONES:**

- No volver a esterilizar. Desechar las porciones no usadas o abiertas de la MEC OASIS.
- El dispositivo se conserva de forma estéril si el envase mantiene seco, cerrado y no presenta daños. No usar si el sello del envase está roto.
- El dispositivo debe usarse antes de la fecha de vencimiento.
- Desechar el dispositivo si se observan posibles signos de contaminación a causa del uso incorrecto.
- La MEC OASIS no debe aplicarse hasta que el exudado excesivo, el sangrado, la hinchazón o la infección hayan sido controlados.

**POSIBLES COMPLICACIONES:** Pueden ocurrir las siguientes complicaciones. Si se presenta alguna de estas situaciones, se deberá retirar el dispositivo.

- Infección.
- Inflamación crónica (es posible que la aplicación inicial de vendajes en las heridas esté relacionada con inflamación localizada, leve y transitoria).
- Reacción alérgica.
- Aparición de ampollas, inflamación, dolor y enrojecimiento excesivo.

**ALMACENAMIENTO:** Este dispositivo debe almacenarse en un lugar seco y limpio a temperatura ambiente.

**ESTERILIZACIÓN:** Este dispositivo ha sido esterilizado con óxido de etileno.

**INDICACIONES PARA EL USO DE LA MATRIZ EXTRACELULAR OASIS**  
*Estas recomendaciones solo sirven como pautas generales. No tienen el propósito de sustituir los protocolos institucionales ni los criterios clínicos profesionales respecto al cuidado del paciente.*

**NOTA: Siempre maneje la MEC OASIS usando una técnica aseptica.**

1. Prepare el área de la herida usando métodos de cuidado estándar para asegurarse de que la herida está libre de residuos y tejido necrótico. De ser necesario, extraiga quirúrgicamente los residuos y corte el tejido de la herida con técnicas de cuidado estándar para asegurarse de que la herida presente tejido de granulación y que los bordes contengan tejido viable.
2. Corte la lámina seca un tamaño un poco más grande que la superficie de la herida. Si el tamaño de la herida supera al de una lámina individual, pueden usarse varias láminas. Superponga las láminas para cubrir toda la herida.
3. Aplique la MEC OASIS en su estado seco sobre la herida. Rehidrate la MEC OASIS con solución salina estéril u otra solución isotónica. O bien, rehidrate la MEC OASIS colocándola en un recipiente que contenga solución salina estéril u otra solución isotónica al menos durante un (1) minuto antes de su uso.
4. Coloque el borde del dispositivo en contacto con el tejido intacto. Alise la MEC OASIS mientras la coloca para asegurarse de que la lámina quede en contacto con el lecho de la herida y subyacente.
5. Después de la aplicación, use un vendaje secundario, no adherente y adecuado para mantener la humedad en la herida. Cambie el vendaje secundario según sea necesario para mantener el área de la herida húmeda y limpia. Se deberá cambiar el vendaje secundario todas las veces que sean necesarias.
6. Deseche todas las porciones no usadas de acuerdo con las pautas institucionales para los desechos biológicos. Vuelva a aplicar, según sea necesario, si la MEC OASIS ya no es visible. Generalmente, se necesita una nueva aplicación cada 3 a 7 días hasta que la herida se vuelva a epitelizar.

**IMPORTANT:** A medida que se produce la cicatrización, es posible que algunas secciones del dispositivo presenten un color más oscuro o que se transformen en un gel de color caramelo que posiblemente se desdeseque en el área que rodea la herida. Todo resto del producto que se desprenda de la piel se podrá recortar, con cuidado de no arrancar secciones de la MEC OASIS que puedan encontrarse adheridas a la herida.

**EXTRACELULAR MATRIX** Este símbolo significa matriz extracelular.

**Fenestrated** Este símbolo significa perforado

**Meshed** Este símbolo significa entretrejado

**Bilaminat** Este símbolo significa laminado doble

**Professional Sample** Este símbolo significa muestra profesional

**FRANÇAIS**  
**UTILISATION :**  
LA MATRICE EXTRACELLULAIRE (MEC) OASIS<sup>®</sup> est indiquée notamment pour le traitement des plaies suivantes :

- Plaies avec perte cutanée partielle et totale
- Ulcères de pression
- Ulcères veineux
- Ulcères vasculaires chroniques
- Ulcères diabétiques
- Plaies traumatiques (abrasions, lacerations, lésions cutanées)
- Brûlures au deuxième degré
- Zones de prélevement pour greffon
- Drainage des plaies
- Plaies chirurgicales (après chirurgie de Mohs, après chirurgie au laser, podologie, déhiscente de la plaie)

La MEC OASIS est un produit à usage unique fourni en sachets stériles avec couverture pélabile.

**ATTENTION : Ce produit est destiné à être utilisé par les professionnels de la santé dûment formés.**

**COMPOSITION :**  
La MEC OASIS est dérivée de l'utilisation d'un processus qui conserve la composition naturelle des molécules matricielles telles que le collagène (types I, III, IV, VI), les glycosaminoglycans (acide hyaluronique, sulfate de chondroïne, héparine et sulfate d'héparane), les glycoprotéines (fibronectine) et les facteurs de croissance (FGF-2, TGF- $\beta$ ).

**CONTRAINDICATIONS :**  
Ce produit étant d'origine porcine, il ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une sensibilité connue au squelette porcine.

**CORE-INDICATIONS :**  
Son utilisation n'est pas indiquée pour les brûlures au troisième degré.

**PRECAUTIONS :**

- Ne pas resteriliser. Mettre au rebut toute portion ouverte ou non utilisée de la MEC OASIS.
- Le produit est stérile si l'emballage est sec, n'est pas ouvert et n'a pas été endommagé. Ne pas utiliser si le sceau de l'emballage est rompu.
- Le produit doit être utilisé avant la date de péremption.
- Mettre le produit au rebut si une manipulation incorrecte a pu l'emballer ou le contaminer.
- Ne pas appliquer la MEC OASIS avant d'avoir contrôlé les exsudats et les saignements dus à la manipulation de la plaie.

**COMPLICATIONS EVENTUELLES :** Les complications suivantes sont possibles. Si l'une de ces conditions apparaît, le produit doit être retiré.

- Infection.
- Inflammation chronique (l'application initiale de pansements sur les plaies peut être associée à une légère inflammation localisée et passagère.)
- Réaction allergique.
- Rougeurs, ampoules, ampoules ou œdèmes excessifs

**CONSERVATION :** Ce produit doit être conservé dans un endroit propre et sec, à température ambiante.

**STERILISATION :** Ce produit a été stérilisé à l'aide d'oxyde d'éthylène.

**INSTRUCTIONS RECOMMANDÉES POUR L'UTILISATION DE LA MATRICE EXTRACELLULAIRE OASIS**  
*Ces recommandations sont conçues à titre de directives générales. Elles ne remplacent pas les protocoles institutionnels ni le diagnostic médical pour les soins au patient.*

**REMARQUE : Manipuler les feuilles la MEC OASIS en utilisant une technique aseptique.**

1. Préparez la région affectée selon les méthodes habituelles pour s'assurer que la plaie est débarrassée de débris et de nécrose. Au besoin, débridez chirurgicalement la plaie et la traiter selon les méthodes habituelles pour s'assurer que la plaie présente un tissu de granulation et ses bords montrent des tissus sains.
2. Découpez la feuille de sorte que sa dimension soit légèrement plus grande que le contour de la région affectée. Utilisez plusieurs feuilles si la plaie est plus grande qu'une seule feuille. Faire en sorte que leurs bords se superposent afin que la blessure soit entièrement recouverte.
3. Appliquez la MEC OASIS à l'état sec sur la plaie trichoclytée. Rehydrate la MEC OASIS avec une solution physiologique saline ou d'une autre solution physiologique stériles. Une autre méthode consistait à réhydrater la feuille de la MEC OASIS.
4. avant utilisation en l'immerger au moins une (1) minute dans un bol contenant du soluté physiologique salin ou autre solution physiologique stérile.
5. Appliquer les bords de la feuille au contact des tissus sains. Lissez la MEC OASIS afin de bien l'appliquer contre la plaie sous-jacente.
6. Après l'application, utiliser un pansement secondaire non adhésif approprié pour maintenir la plaie humide. Changer le pansement secondaire selon les besoins afin de maintenir la région affectée humide et propre. La fréquence des changements du pansement secondaire varie selon les besoins.
6. Mettre au rebut les portions inutilisées conformément aux directives institutionnelles pour les déchets biologiques. Appliquer de nouveaux contre il a lieu, si la MEC OASIS n'est plus visible. En règle générale, une nouvelle application est nécessaire tous les 3 à 7 jours jusqu'à la réépipithélisation de la plaie.

**IMPORTANT :** Au cours de la guérison, il est possible que la peau présente une couleur sombre ou prenne l'aspect d'un gel de couleur caramél qui s'accumule à l'épithélisation de la plaie.

**EXTRACELLULAIRE MATRIX** Ce symbole signifie matrice extracellulaire

**Fenestrated** Ce symbole signifie fenêtré

**Meshed** Ce symbole signifie maillé

**Bilaminat** Ce symbole signifie bistraté

**Professional Sample** Ce symbole signifie échantillon professionnel

