



Casus: Patiënt met veel oedeem en regelmatige wondvorming

1. Beschrijving

Leeftijd patiënt	: 29 jaar
Geslacht	: Vrouw
Achtergrond / Historie	: Cliënt woont in een eigen appartement op een woonlocatie. Ze ontvangt dagelijks meermaals zorg en gaat doordeeweeks naar dagbesteding.
Indicatie PneuMasox	: Veel oedeem in de benen, regelmatige wondvorming door fluctuaties in oedeem en chronische pijnlijke voeten. Traditionele zwachteltherapie bleek niet succesvol vanwege de specifieke vorm van haar benen.
Datum start PneuMasox	: 2 januari 2025
Ingestelde druk	: PneuMasox compressietherapie op beide benen, met metingen om 12:00 en 15:00. indien noodzakelijk met bijpompen of opnieuw aanbrengen van de PneuMasox.
Draagtijd PneuMasox:	: PneuMasox wordt van 8:00 tot 19:30 over de broek of legging gedragen.
Tijdslijn	: 02-01-25: Gebruik PneuMasox gestart door zorgverlener. 11-01-25: Cliënt hervat het dragen van orthopedische schoenen. 13-01-25: Verpleegkundige controleert oedeem en geeft groen licht voor therapeutisch elastische kousen. 13-01-25: Aanvullend adviezen gebruik PneuMasox. 22-01-25: Aanmeten therapeutisch elastische kousen. 15-02-25: Start gebruik therapeutisch elastische kousen.
Andere behandelingen	: Compressiekousen voor de voet, Orthopedische schoenen.

2. Ontwikkeling

Wondvorming: Geen wondvorming bij start van behandeling, geen nieuwe wonden ontstaan.

Oedeem: Reductie van oedeem zichtbaar binnen enkele weken



Voor start PneuMasox



Na gebruik PneuMasox

Datum	Knie links	Knie rechts	Kuit links	Kuit rechts
02-01-25	46	46,3	48,5	47,5
13-01-25	46	45,5	48	48
19-01-25	43	43	39,5	42
11-02-25	42,7	43	39,5	42

Tabel: oedeemmetingen in omtrek in centimeters

3. Ervaring Zorgprofessional

- Zorgteam ontving instructies voor correcte pasvorm en pompfrequentie.
- Na aanvullende adviezen verliep het gebruik van PneuMasox goed en was er snel resultaat zichtbaar.
- Oedeemreductie zichtbaar binnen enkele weken en er zijn geen nieuwe wonden ontstaan.
- Cliënt kan de PneuMasox niet zelfstandig aanbrengen, maar ervaart geen extra stress door het proces.
- PneuMasox past goed binnen de zorgbehoefte van deze client.
- PneuMasox is wasbaar en daardoor is het milieubewuster dan traditionele compressie technieken.

4. Ervaring door patiënt

- Pijnklachten aan voeten blijven bestaan, maar geen verslechtering waargenomen.
- De PneuMasox levert een gelijkmatige druk, wat voor de patiënt als prettig ervaren wordt.
- Orthopedische schoenen zijn noodzakelijk.
- Dagelijkse routine met PneuMasox goed geïntegreerd in zorgplan.

Auteur: Gaby Klapwijk. Woonzorg begeleider, Reigersdaal - Watermunt.