



Casus: Trauma Ulcus

1. Beschrijving

Leeftijd : 86
Geslacht : Man
Indicatie PneuMasox : Trauma Ulcus
Datum start PneuMasox : 20-01-2025
Ingestelde druk : 30 mmHg (linkerbeen)
Onderkous : Ja
andere behandeling / medicatie (t.a.v de ulcus) : Clindamycine.
 Debridement 23-01-2025. Alginaat + absorberend verband.

2. Ontwikkeling

In verband met een Trauma Ulcus is per 20-JAN-2025 gestart met PneuMasox om het linkerbeen. Tevens was er sprake van oedeem. De patiënt gebruikte overdag PneuMasox en 's nachts therapeutisch elastische kousen (TEK). Op advies van de dermatoloog was PneuMasox ingesteld op 30mmHG. De patiënt legde zelf PneuMasox aan en moest van de behandelaar 1 keer per dag bijpompen. In het begin bracht de patiënt de PneuMasox niet consequent aan en pompte niet bij. Per 23-JAN is dit geconstateerd en met de patiënt besproken.

Tevens is de ulcus gedebrideerd per 23-JAN. De druk is gedurende de gehele behandeling 30mmHG geweest. Vooral in het begin van de behandeling met PneuMasox was een sterke afname van oedeem te zien. De ulcus was per 11-JUN gesloten. Toen is de patiënt gestopt met PneuMasox en de patiënt ook overdag overgegaan op TEK.

Tabel: afname Oedeem

Datum	Omvang been CB (enkel cm)	Omvang been CC (kuit cm)
20-01-25	24	38
23-01-25	23	38
27-01-25	23	36
30-01-25	22	31.5

Tabel: ontwikkeling ulcus

Datum	Afmeting Ulcus (cm)
20-01-25	10 x 7
23-01-25	10.5 x 7
03-04-25	9 x 3.5
11-06-25	Closed



Start behandeling PneuMasox 20 januari 2025



Na debridement ulcus 23 januari 2025



Einde behandeling - ulcus gesloten

3. Ervaring zorgprofessional

- Met behulp van PneuMasox is een mooie afname van het oedeem en een sluiting van de ulcus bewerkstelligd.
- De patiënt kon de PneuMasox zelf aanbrengen, steeds hergebruiken (milieubewust) en de druk zelf controleren.

4. Ervaring patiënt

- Vindt het fijn dat hij de PneuMasox zelf kan aanbrengen.
- Zit comfortabel.
- Kon de PneuMasox met een onderkous en veterschoenen dragen.

Auteur: Student Physician Assistant Jacoline Sloothaak – Wemer onder supervisie van Dr. Laurens Barkema, Sneek, Nederland

BAP Medical B.V. - Laan van Westenenk 64 - 7336 AZ Apeldoorn - Tel. +31 (0)55 355 25 80 - info@bap-medical.com - www.bap-medical.nl