

WOUND SPRAY

Casus: veneuze insufficiëntie



Dag 1



Dag 14



Dag 35



Dag 58



Casus

Mevrouw. B. 93 jaar, bekend met hypothyreoidie, veneuze insufficiëntie van beide benen na trombose en orthopedische ingrepen aan heup/bovenbeen vanwege fracturen, mobiliteitsstoornis door artrose en actinische keratose.

Eerdere behandeling

Vanwege loslaten epidermis (onderbeen links) sinds 2 jaar onder behandeling van een dermatoloog. Onderzoek geeft geen duidelijke diagnose, mogelijk pemphigus vulgaris. Diverse behandelingen (foam, hydrocolloid, cellulose verband, zinkoxidepasta, siliconen wondverband) in combinatie met compressief zwachtelen zijn toegepast zonder succes. Ook ondersteuning met prednisolon 30 mg gaf onvoldoende resultaat.

Behandeling met WOUND

Start behandeling 1x d.d. WOUND spray onderste 10 cm wondoppervlak. Bovenste helft behandeling met siliconengaas gecontinueerd. Na 2 weken is de onderste helft volledig geëpithelialiseerd. Na 3 weken is de wond nog altijd gesloten. Start WOUND spray met bovenste helft. Resultaat: Binnen 2 maanden is de gehele wond geëpithelialiseerd. Na wondsluiting WOUND spray gestaakt.

Resultaat

- Wondsluiting binnen 2 maanden
- Geen pijn ervaren en eenvoudig uitvoerbaar
- Patiënt moest wennen aan de geur

Conclusie zorgprofessional

Dr. M.W.F. van Leen, Specialist Ouderengeneeskunde, Ruitersbos, Breda, Nederland

“Deze casus leert ons dat aanpassing van een behandeling maatwerk is. Boven verwachting bleek het toch mogelijk om dankzij een 1x daagse behandeling met WOUND spray een volledige sluiting van de huid te creëren. Deze bevinding is reden voor verder onderzoek naar de positieve effecten bij andere soorten typen wonden. Huidige ervaring met skin tears zijn net zo belovend.”

WOUND
SPRAY

WOUND SPRAY

Behandelprotocol



Behandelprotocol bij acute of chronische wonden

Diagnose	Behandeling tot aan wondsluiting (droge, vochtige of natte wondtoestand)		
Verduidelijking van de oorzaken van de wond. Indien nodig behandeling van de onderliggende oorzaak.	Mogelijkheden voor wondreiniging, debridement en microbiologische controle a. Reinig de wond met water of zoutoplossing. Wanneer noodzakelijke granulatie zichtbaar is, kan wondreiniging overgeslagen worden. b. Debridement. c. In bijzondere situaties antiseptische behandeling.	Plaatselijke wondbehandeling 1. Breng 2 lagen WOUND aan op het wondbed, de wondrand en de omliggende huid. 2. Bedek de wond met synthetisch gaas of absorberend verband, afgestemd op wondexsudaat. 3. Indien aangegeven druk / drukverlichting. <i>Breng WOUND spray elke dag opnieuw aan.</i>	Als de wond binnen 4 weken behandeling NIET is verbeterd 1. Wond laten beoordelen door een wondexpert. 2. Verificatie van diagnose, verdere onderzoeken. 3. Opties voor verdere behandeling: a. Behandeling van de onderliggende oorzaak. b. Voortzetting plaatselijke wondbehandeling. c. Alternatieve plaatselijke wondbehandeling.

Praktische tips

Op basis van de ervaring van wondspecialisten uit diverse landen, kunnen we de volgende praktische opmerkingen maken over het behandelen van patiënten met WOUND spray:

- Als het secundair verband aan de wond hecht, zorg er dan voor dat er voldoende WOUND spray op de wond wordt aangebracht en/of gebruik een secundair verband met een lagere absorptiesnelheid.

- Gebruik altijd voldoende olie (2 lagen) op het wondbed, de wondrand en periwond. Eén verpakking 10 ml WOUND spray is goed voor 120 sprays.
- Wees u ervan bewust dat het rood worden van de wondranden een normale reactie is tijdens de ontstekingsfase. Dit is onderdeel van de fysiologische wondgenezing die door WOUND spray wordt geactiveerd. De ontstekingsfase duurt normaal gesproken 3 dagen.
- Het aanmaken van meer wondvocht is een typisch reactie van het lichaam tijdens de ontstekingsfase. Voor zover nodig kan een secundair verband worden gebruikt dat in staat is deze hoeveelheid wondvocht te absorberen. Stop niet met het gebruiken van WOUND spray.
- Stop niet met het gebruiken van WOUND spray als er een korst is ontstaan. De olie en vetzuren dringen door de korst heen en zullen het genezingsproces ook onder de korst ondersteunen.

Sprays / behandelingen met 10 ml WOUND

Behandel-gebied	Sprays per behandeling	Aantal behandelingen
2 x 2 cm	Tenminste 2 x	60 x
3 x 3 cm	Tenminste 4 x	30 x
4 x 4 cm	Tenminste 8 x	15 x
6 x 6 cm	Tenminste 15 x	8 x

WOUND dé natuurlijke spray voor acute en chronische wonden