

AdvaCyn: feiten en voordelen

- Antibacteriële werking
- Reinigt de wond
- Doodt bacteriën, sporen, virussen, schimmels en biofilms
- Bevordert een vochtig wondmilieu en daarmee genezing
- Bevat geen giftige of agressieve stoffen en is dus 100% veilig
- Is pH-neutraal, dus de huid wordt niet geïrriteerd
- Kan goed worden gecombineerd met andere wondbehandelingen
- Kan ook preventief worden gebruikt
- Werkt snel en met zichtbaar resultaat
- Is gebruiksklaar én gebruiksvriendelijk
- Is het meest effectieve wondbehandelingsproduct in zijn soort

Wilt u meer weten over AdvaCyn?
Kijk op www.biologiQ.nl



INNOVATION IN (BIO)ACTIVE WOUND MANAGEMENT



BiologiQ: het bedrijf achter AdvaCyn

AdvaCyn wordt gedistribueerd door BiologiQ, een zelfstandig Nederlands bedrijf dat is gespecialiseerd in innovatieve productoplossingen voor de genezing van complexe en/of stagnerende wonden.

In de visie van BiologiQ moeten deze producten op bio-actieve wijze het eigen regeneratief vermogen van het menselijk lichaam stimuleren en ondersteunen. Daarbij staan welzijn en comfort van de patiënt op de eerste plaats. Daarnaast probeert BiologiQ bij te dragen aan lagere kosten voor de gezondheidszorg door effectievere en meer kostenefficiënte oplossingen aan te bieden op het gebied van de wondgenezing.

BiologiQ. Vernieuwend in wondgenezing.

Productie en CE-registratie

AdvaCyn® Wound Care en AdvaCyn® Gel worden geproduceerd door Sonoma Pharmaceuticals/Oculus Technologies. Of México S.A. de C.V. AdvaCyn® Wound Care en AdvaCyn® Gel zijn medisch hulpmiddel, CE Klasse IIB goedgekeurd.

© 2018 BiologiQ. AdvaCyn® Wound Care en AdvaCyn® Gel zijn geregistreerde handelsmerken van Sonoma Pharmaceuticals, Petaluma, California, U.S.A.

GOEDE LOGISTIEK • INNOVATIEVE CONCEPTEN
• HIGH QUALITY ALS STANDAARD

BiologiQ • Watermanstraat 72 • 7324 AK Apeldoorn - NL
T +31(0)55 368 44 60 • F +31(0)55 368 44 66 • E Info@BiologiQ.nl
I www.BiologiQ.nl

**AdvaCyn®
Wound Care**

INFORMATIE

voor gebruikers van

AdvaCyn® Wound Care



- AdvaCyn Vloeistof
- AdvaCyn Vloeistof in sprayvorm
- AdvaCyn Gel

Heeft uw behandelaar AdvaCyn voorgeschreven en verzorgt u (soms) zelf uw wond?

Dan is deze informatie belangrijk voor u.



INNOVATION IN (BIO)ACTIVE WOUND MANAGEMENT

**AdvaCyn®
Wound Care**

Wat u moet weten over AdvaCyn en wondgenezing

Uw behandelaar heeft AdvaCyn voorgeschreven voor de behandeling van een wond. In deze folder leest u wat AdvaCyn is en doet. Verzorgt u regelmatig zelf een wond? Dan leest u hoe u de verschillende AdvaCyn producten moet gebruiken.

Wat is AdvaCyn?

AdvaCyn is de merknaam van een aantal producten voor de behandeling van wonden die niet of te langzaam genezen. AdvaCyn wordt via een uniek elektrolyseproces gemaakt van zuiver water en fysiologisch zout. De bio-actieve werking is gebaseerd op de actieve stoffen natriumhypochloriet en hypochloorzuur in een uiterst lage concentratie. Hypochloorzuur komt al van nature in het lichaam voor.

Wat doet AdvaCyn?

Het hypochloorzuur in AdvaCyn doodt bacteriën en andere schadelijke eencellige micro-organismen doordat het hun celwand aantast. De natriumhypochloriet reinigt de wond, gaat ontstekingen tegen en is goed voor de doorbloeding. AdvaCyn is daardoor een uitstekende wondbedvoorbereider.

Het helpt op drie manieren de wondgenezing weer op gang te krijgen of te versnellen:

1. **Antibacteriële werking:** AdvaCyn doodt bacteriën, schimmels, sporen, virussen en biofilms.
2. **Ontstekingsremmend:** AdvaCyn remt de ontwikkeling van schadelijke mastcellen.
3. **Weefselherstellend:** AdvaCyn bevordert de aanmaak van nieuw weefsel, nodig voor de wondsluiting.

Zo brengt u AdvaCyn aan

Heeft uw behandelaar AdvaCyn voorgeschreven en met u afgesproken dat u regelmatig zelf uw wond verzorgt? Hier leest u per productsoort hoe AdvaCyn het best aangebracht kan worden. Volg daarbij in de eerste plaats de aanwijzingen van uw behandelaar.

AdvaCyn Vloeistof 500 ml

Bevochtig het wondgaas met AdvaCyn en plaats dit rechtstreeks op de wond. Laat dit bij elke verbandwissel 10 tot 15 minuten inwerken als wondbedvoorbereiding.

De wond hoeft na behandeling niet gespoeld te worden.

Frequentie van aanbrengen

(In te vullen door behandelaar):

- éénmaal dagelijks
- tweemaal dagelijks
- driemaal dagelijks
- of
- tweemaal per week
- driemaal per week



AdvaCyn Vloeistof in sprayvorm 250 ml

AdvaCyn spray is een wondbedvoorbereider. U kunt de AdvaCyn spray rechtstreeks op de wond spuiten vanaf 10 à 15 centimeter afstand.

Frequentie van aanbrengen

(In te vullen door behandelaar):

- éénmaal dagelijks
- tweemaal dagelijks
- driemaal dagelijks
- of
- tweemaal per week
- driemaal per week



AdvaCyn Gel 120 gr.

AdvaCyn gel kan bij droge of matig vochtige wonden rechtstreeks op of in de wond worden aangebracht.

Frequentie van aanbrengen

(In te vullen door behandelaar):

- éénmaal dagelijks
- tweemaal dagelijks
- driemaal dagelijks
- of
- tweemaal per week
- driemaal per week



Hoe lang is AdvaCyn houdbaar?

Door het bijzondere productieproces is AdvaCyn uiterst stabiel en daardoor tenminste 18 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen AdvaCyn zijn nog tot 60 dagen te gebruiken.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend. Gebruikers beleven het aanbrengen van AdvaCyn niet als pijnlijk. Wel kan een enkele keer een licht prikkelend gevoel worden ervaren. Dat kan worden verminderd door de AdvaCyn niet te koud aan te brengen.

Mocht u toch een overgevoeligheidsreactie hebben of andere klachten, neem dan direct contact op met uw behandelaar.